



Le support **GO2 de Sure-Lok*** est un support de bonbonne d'O₂ conçu pour le transport sécuritaire de bonbonnes d'oxygène thérapeutiques dans les autobus scolaires, pour personnes à mobilité réduite, communautaires, ambulances ou véhicules de service autre que le service d'urgence, ainsi que leur transfert rapide d'un véhicule à un autre.

- Le système **GO2** empêche que la bonbonne d'oxygène (O₂) ne se renverse, ne tombe ou ne devienne un projectile lors d'une manœuvre brusque ou d'un arrêt soudain.
- Le système **GO2** est compatible avec les rails de la série L pour un déploiement rapide dans les parcs de véhicules et se place aisément dans les véhicules personnels.

FICHE TECHNIQUE:

- Le support de bonbonne d'O₂ est conforme aux normes de la National School Transportation Specifications & Procedures, Support Equipment and Accessories (supports et accessoires), B.3 et IEP - IFSP Process, Guidelines (lignes directrices), E.11
- Il est en outre conforme à la norme Ambulance Manufacturer's Division AMD Standard 003, Oxygen Tank Retention System (système de retenue pour bonbonne d'oxygène)
- Le support de bonbonne d'O₂ est conforme aux exigences de la norme CEN - BS EN 1789:2007, Medical vehicles and their equipment (véhicules médicaux et leurs équipements)

O₂ Sur La Route





SUPPORT DE BONBONNE
À OXYGÈNE

Doté d'une poignée d'enclenchement et de déclenchement ergonomique

Comprend deux (2) courroies en matériau antidérapant maintenant la bonbonne d'O2 en place

Doté d'un dispositif de dégagement rapide qui se règle facilement pour accommoder les bonbonnes d'O2 de format M2 à E

Fait d'aluminium anodisé de première qualité pour assurer la résistance à la corrosion et la durabilité du support

Comporte un indicateur de blocage visuel permettant de s'assurer rapidement que le support GO2 tient bien en place

Format compact et de poids inférieur à 2,72 kg (6 lb)

Se fixe facilement aux rails ou embases (1) de Série L et peut être déplacé d'un véhicule à l'autre sans l'aide d'outils



MOBI 45

3 rue Croix de la Musse
45300 ESCRENNES
www.mobi45.com
Tel: +33 (0)238340626
Gsm: +33 (0)686185328
Email: contact@mobi45.com



MKM4808-EU-FR
Rev.3/2013